





FIT-SCREENING - DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL


INSTRUCTIONS DE PRÉLÈVEMENT



1
Écrire sur le tube de prélèvement :
N Nom et prénom
A Date de naissance
D Date de prélèvement



2
Placez le papier de collecte dans la cuvette de toilette. Déposez l'échantillon de selles sur le dessus du papier.




3
Ouvrez le tube de prélèvement en tournant et tirant légèrement le capuchon vert lié au bâtonnet de test.



4
Collectez un échantillon en grattant sur la surface des selles avec l'embout du bâtonnet vert.



5
La partie rainurée doit être complètement recouverte de selles. Ne pas trop remplir. Une petite quantité d'échantillon est suffisante.



6
Insérez le bâtonnet dans le tube et fermez-le en cliquant fermement sur le capuchon vert. Ne pas répéter le prélèvement!



7
Agitez vigoureusement le tube et placez le dans le sac vert (protégé de la lumière).



8
Glissez le sachet plastique ainsi que le formulaire de demande d'analyse complété par votre médecin dans l'enveloppe préaffranchie et renvoyez-la le même jour ou le lendemain par poste. Vous pouvez également déposer le sachet dans un de nos centre de prélèvement ou au laboratoire MEDISYN le plus proche*.

*La liste de tous les centres de prélèvements et laboratoires MEDISYN est disponible à l'adresse www.synlab.ch

